


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano IL23R Para Citometria De Fluxo - Q5Vwk5

Número do item: CM0008469



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra IL23R humana (PSORS7). Validado para citometria de fluxo (CF). Ideal para estudar a sinalização de IL-23 em células imunes, doenças autoimunes e imunologia tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano IL23R
Observações/Alias	PSORS7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	149233
GeneID	149233
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 124-353 da IL23R humana (NP_653302.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5VWK5
Peso Proteico	41kDa/43kDa/72kDa
Envio	Bolsa de gelo