


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL8 Humana Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P10145

Número do item: CM0012469



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra IL8 humana para citometria de fluxo intracelular. Validado para amostras humanas, tendo como alvo a quimiocina IL8 envolvida nas respostas inflamatórias. Ideal para investigação em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-IL8 Humana
Observações/Alcunhas	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3576
ID do Gene	3576
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-99 da IL8 humana (NP_000575.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P10145
Peso da Proteína	11 kDa
Envio	Bolsa de gelo