


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano IL8 Para Citometria De Fluxo - P10145

Número do item: CM0006079



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à IL8 humana (Interleucina-8), validado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para estudar inflamação mediada por quimiocinas, com peso proteico de 11kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano IL8
Observações/Apelido	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Espécie	Humano
GeneID	3576
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10145
Peso Proteico	11kDa
Envio	Saco de gelo