


Coelho Anti-Humano IL8 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo Intracelular - P10145

Número do item: CM0004351



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano IL8 validado para citometria de fluxo intracelular. Detecta IL8 humano, uma quimiocina chave em pesquisas de inflamação e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano IL8 mAb
Observações/Apelido	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3576
ID do Gene	3576
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10145
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco com gelo