

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano IL9 Para If/Icc E Fc (Intra) - P15248

Número do item: CM0006234



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano IL9 conjugado com , validado para imunofluorescência (IF/ICC) e citometria de fluxo intracelular (FC). Tem como alvo a interleucina-9, uma citocina envolvida na resposta imune e inflamação. Para amostras humanas. SWISS: P15248.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano IL9
Observações/Apelido	IL9; HP40; IL-9; P40; interleucina-9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3578
GeneID	3578
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-144 da IL9 humana (NP_000581.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15248
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de gelo