

Coelho Anti-Humano IL9 Anticorpo Monoclonal Para If/Icc, Fc (Intra) - P15248

Número do item: CM0005759



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra IL9 humano, validado para IF/ICC e citometria de fluxo intracelular. Ideal para estudar respostas imunes mediadas por IL9, diferenciação de células T e biologia de mastócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano IL9 mAb
Observações/Apelido	IL9; HP40; IL-9; P40; interleucina-9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3578
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 19-144 do IL9 humano (NP_000581.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15248
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo