


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Ilt5/Cd85A Para Citometria De Fluxo - O75022

Número do item: CM0010378



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano ILT5/CD85a (LILRB3) conjugado com , validado para citometria de fluxo. Detecta o receptor imune inibitório em células B humanas e monócitos, reagindo especificamente com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal (mAb) Coelho anti-Humano ILT5/CD85a
Observações/Apêndice	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; receptor de imunoglobulina semelhante a leucócito B3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11025
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-418 do ILT5/CD85a humano (NP_006855.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O75022
Peso Proteico	69kDa/71kDa
Envio	Em saco de gelo