

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Integrina Alfa 3/Cd49C Humana - P26006

Número do item: CM0010511



introdução

anticorpo monoclonal de coelho anti-Integrina alfa-3 (CD49c) humana para FC. Tem como alvo o receptor de laminina/colágeno; validado para amostras humanas. Ideal para estudos de adesão, migração e invasão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-Integrina alfa 3/CD49c humana
Observações/Apelido	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3675
GeneID	3675
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 466-620 da Integrina alfa 3/CD49c humana (NP_002195.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P26006
Peso Proteico	117kDa
Envio	Saco de gelo