

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Integrina- β 1/CD29 Para Fc - P05556

Número do item: CM0010061



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa a integrina- β 1 humana (CD29), validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para estudar adesão celular, migração e sinalização mediada por integrinas em células imunes e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano Integrina- β 1/CD29 mAb
Observações/Apelido	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
Espécie	Humano
GeneID	3688
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-728 da integrina- β 1/CD29 humana (NP_002202.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05556
Peso Proteico	87kDa/88kDa/91kDa
Envio	Saco de gelo