

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Integrina-B1/Cd29 Para Fc - P05556

Número do item: CM0004296



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à Integrina beta-1 (CD29) humana para citometria de fluxo. Reconhece o CD29 humano, com peso molecular de ~87-91 kDa. Ideal para pesquisa de adesão celular e sinalização por integrinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-Humano Integrina-β1/CD29 mAb (Coelho)
Observações/Apelidos	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
Espécie	Humano
ID do Gene	3688
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-728 da Integrina-β1/CD29 humana (NP_002202.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05556
Peso da Proteína	87kDa/88kDa/91kDa
Transporte	Bolsa de gelo