


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Integrina B5/Itgb5 Humana Para Fc - P18084

Número do item: CM0009794



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado à Integrina  $\beta 5$  (ITGB5) humana para citometria de fluxo. Este receptor da fibronectina está envolvido na adesão celular e atua como receptor de entrada de adenovírus.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | Anticorpo monoclonal de coelho anti-Integrina $\beta 5$ /ITGB5 humana                                                                 |
| Observações/Apelido | ITGB5; integrina beta-5                                                                                                               |
| Espécie             | Humana                                                                                                                                |
| GeneID              | 3693                                                                                                                                  |
| Imunógeno           | Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 24-490 da Integrina $\beta 5$ /ITGB5 humana (NP_002204.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpos monoclonais                                                                                                                |
| Aplicação           | FC                                                                                                                                    |
| Reatividade cruzada | Humana                                                                                                                                |
| SWISS               | P18084                                                                                                                                |
| Peso da proteína    | 88 kDa                                                                                                                                |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                                         |