


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Integrina B5/Itgb5 Para Citometria De Fluxo - P18084

Número do item: CM0009783



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à integrina $\beta 5$ humana (ITGB5). Validado para citometria de fluxo, este anticorpo reconhece o receptor de fibronectina, sendo adequado para estudos de adesão celular e pesquisa de entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano Integrina $\beta 5$ /ITGB5 mAb
Observações/Apelido	ITGB5; integrina beta-5
Espécie	Humano
GeneID	3693
Imunogénio	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 24-490 da integrina $\beta 5$ /ITGB5 humana (NP_002204.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P18084
Peso Proteico	88kDa
Envio	Saco de gelo