


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Itga1/Cd49A Para Citometria De Fluxo - P56199

Número do item: CM0010597



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Humano ITGA1/CD49a de alta qualidade para citometria de fluxo. Validado para amostras humanas, reconhece a integrina alfa-1 (CD49a/VLA-1), ideal para estudos de adesão celular e células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal coelho anti-Humano ITGA1/CD49a
Observações/Apelido	VLA1; CD49a
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3672
GeneID	3672
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-1141 do ITGA1/CD49a humano (NP_852478.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (FC)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P56199
Peso Proteico	131kDa
Envio	Em saco de gelo