


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Itga1/Cd49A Para Fc - P56199

Número do item: CM0008379



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra integrina alfa-1 humana (ITGA1/CD49a/VLA-1), validado para citometria de fluxo (FC). Adequado para estudar adesão celular e vias de sinalização de integrinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano ITGA1/CD49a
Observações/Apelido	VLA1; CD49a
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3672
GeneID	3672
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-1141 da ITGA1/CD49a humana (NP_852478.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P56199
Peso Proteico	131kDa
Envio	Saco de gelo