

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Jam-A/Cd321/F11R Humano Conjugado Com Para Citometria De Fluxo - Q9Y624

Número do item: CM0010796



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra JAM-A humano (CD321, F11R), validado para citometria de fluxo. Adequado para o estudo da dinâmica das junções estreitas, da transmigração de células imunes e da ativação plaquetária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-JAM-A/CD321/F11R humano conjugado com
Observações/Alíás	JAM, KAT, JAM1, JAMA, JCAM, CD321, PAM-1
Espécie	Humano
ID do gene	50848
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-242 de JAM-A/CD321/F11R humano (NP_058642.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de fluxo)
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q9Y624
Peso da proteína	27kDa/32kDa
Envio	Bolsa de gelo