

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Jam-A/Cd321/F11R Para Citometria De Fluxo - Q9Y624

Número do item: CM0009247



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano JAM-A/CD321/F11R para citometria de fluxo. Reconhece o JAM-A humano, uma proteína das junções estreitas envolvida na transmigração de leucócitos. Imunógeno de proteína recombinante, adequado para FC. Para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	anticorpo monoclonal de coelho anti-humano JAM-A/CD321/F11R
Observações/Alíquotas	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1
Espécie	Humano
GeneID	50848
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-242 do JAM-A/CD321/F11R humano (NP_058642.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q9Y624
Peso da proteína	27kDa/32kDa
Envio	Bolsa de gelo