


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Kir2DL2/Kir2DL3 Para If/Icc E Fc - P43628

Número do item: CM0012446



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com específico para KIR2DL2/KIR2DL3 humano, um receptor de imunoglobulina tipo célula assassina. Validado para IF/ICC e FC. Ideal para estudar a sinalização inibitória de células NK e o reconhecimento de HLA-C.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano KIR2DL2/KIR2DL3 mAb
Observações/Apelido	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; receptor de imunoglobulina tipo célula assassina 2DL3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3803/3804
GeneID	3803/3804
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-245 do KIR2DL3 humano (NP_056952.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43628
Peso da Proteína	27kDa/37kDa/38kDa
Envio	Saco de gelo