


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Kir2DL2/Kir2DL3 Para If/Icc, Fc - P43628

Número do item: CM0005078



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com de alto desempenho contra KIR2DL2/KIR2DL3 humano (P43628). Adequado para imunofluorescência e citometria de fluxo. Validado para imunofenotipagem de células NK e estudos de receptores inibitórios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Humano KIR2DL2/KIR2DL3
Observações/Apeliido	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; receptor de imunoglobulina tipo célula assassina 2DL3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3803/3804
GeneID	3803/3804
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-245 do KIR2DL3 humano (NP_056952.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43628
Peso da Proteína	27kDa/37kDa/38kDa
Envio	Saco de gelo