


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Kir2DL2/Kir2DL3 Para If/Icc, Fc - P43628

Número do item: CM0004673



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a de alta qualidade contra KIR2DL2/KIR2DL3 humano, ideal para imunofluorescência e citometria de fluxo em pesquisa de células NK. Validado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano KIR2DL2/KIR2DL3
Observações/Alias	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2D55; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; receptor de célula assassina semelhante à imunoglobulina 2DL3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3803/3804
GeneID	3803/3804
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-245 de KIR2DL3 humano (NP_056952.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43628
Peso da Proteína	27kDa/37kDa/38kDa
Envio	Bolsa de gelo