

Mab Coelho Anti-Humano Kir2DL4/Cd158D Para Fc - Q99706

Número do item: CM0012618



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a KIR2DL4/CD158d humano. Validado para citometria de fluxo (FC). Reconhece o domínio extracelular (aa 24-242). Adequado para estudos de receptores de células NK e pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano KIR2DL4/CD158d
Observações/Apelidos	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; receptor semelhante a imunoglobulina de célula assassina 2DL4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3805
GeneID	3805
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-242 de KIR2DL4/CD158d humano (NP_002246.5)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99706
Peso Proteico	24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa
Envio	Bolsa de gelo