

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Kir2DL4/Cd158D Conjugado A Para Fc - Q99706

Número do item: CM0004987



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano KIR2DL4/CD158d conjugado a . Validado para citometria de fluxo, direcionado ao receptor semelhante a imunoglobulina em células killer que reconhece HLA-G e media funções de células NK na interface materno-fetal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho anti-Humano KIR2DL4/CD158d conjugado a
Observações/Alíase	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; receptor semelhante a imunoglobulina em células killer 2DL4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3805
GeneID	3805
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-242 do KIR2DL4/CD158d humano (NP_002246.5)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99706
Peso Proteico	24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa
Envio	Em saco de gelo