

Coelho Anti-Humano Kir2DL4/Cd158D Anticorpo Monoclonal Para Fc - Q99706

Número do item: CM0010338



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra KIR2DL4/CD158d humano (UniProt Q99706) para citometria de fluxo. Adequado para investigar a regulação de células NK e interações HLA-G em pesquisas de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano KIR2DL4/CD158d mAb
Observações/Apelido	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; receptor imunoglobulina-like de células assassinas 2DL4
Espécie	Humano
ID do Gene	3805
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-242 do KIR2DL4/CD158d humano (NP_002246.5)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99706
Peso da Proteína	24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa
Envio	Saco com gelo