

Coelho Anti-Humano KlrG1 Polymab® Para Fc - Q96E93

Número do item: CM0005094



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano KLRG1 conjugado com para citometria de fluxo. Reage especificamente com KLRG1 humano, um receptor inibitório em células NK e T. Ideal para caracterização de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano KLRG1 PolymAb®
Observações/Apêndice	2F1; MAFA; MAFA-L; CLEC15A; MAFA-2F1; MAFA-LIKE
Espécie	Humano
GeneID	10219
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-195 do KLRG1 humano (NP_001316028.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96E93
Peso Proteico	22kDa
Transporte	Saco de gelo