

Polymab® Coelho Anti-Humano KlrG1 Conjugado Para Citometria De Fluxo - Q96E93

Número do item: CM0009812



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho conjugado com direcionado a KLRG1 humano para citometria de fluxo. Reconhece um receptor inibitório de 22 kDa expresso em células NK e linfócitos T CD8+. Validado em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PolymAb® coelho anti-Humano KLRG1
Observações/Alias	2F1; MAFA; MAFA-L; CLEC15A; MAFA-2F1; MAFA-LIKE
Espécie	Humano
ID do Gene	10219
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-195 da KLRG1 humana (NP_001316028.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96E93
Peso Molecular da Proteína	22kDa
Transporte	Bolsa de gelo