


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cadeia Leve Lambda Humana Para Citometria De Fluxo - P0Cg04

Número do item: CM0008083



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à região constante da cadeia leve lambda da imunoglobulina humana. Validado para análise por citometria de fluxo (CF) em amostras humanas. Ideal para pesquisa de linfócitos B e imunidade humoral; imunógeno recombinante (aa 1-106), ~11kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Cadeia Leve Lambda Humana
Espécie	Humana
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-106 da Cadeia Leve Lambda humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P0CG04
Peso da Proteína	11kDa
Transporte	Bolsa de gelo