


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cadeia Leve Lambda Para Citometria De Fluxo - P0Cg04

Número do item: CM0005319



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a cadeia leve lambda humana, conjugado ao para citometria de fluxo. Validado para amostras humanas em pesquisa imunológica. Swiss-Prot: P0CG04.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Coelho anti-Humano Cadeia Leve Lambda mAb
Espécie	Humano
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-106 da Cadeia Leve Lambda humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P0CG04
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco de gelo