


Coelho Anti-Humano Lamp1/Cd107A Mab - P11279

Número do item: CM0009494



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra LAMP1/CD107a humano para citometria de fluxo intracelular. Validado para amostras humanas, ataca a glicoproteína de membrana associada ao lisossoma 1. Adequado para pesquisa de biogênese de lisossomos, autofagia e citotoxicidade de células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano LAMP1/CD107a mAb
Observações/Apelido	LAMPA; CD107a; LGP120
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3916
GeneID	3916
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-382 do LAMP1/CD107a humano (NP_005552.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11279
Peso da Proteína	38kDa/45kDa
Envio	Saco de gelo