


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Lamp1/Cd107A Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P11279

Número do item: CM0010965



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a LAMP1/CD107a humano, validado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para estudar a função lisossomal, autofagia e citotoxicidade de células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano LAMP1/CD107a
Observações/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3916
GeneID	3916
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-382 de LAMP1/CD107a humano (NP_005552.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11279
Peso Proteico	38kDa/45kDa
Envio	Bolsa de gelo