


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Lamp1/Cd107A Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P11279

Número do item: CM0008904



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a LAMP1/CD107a humano. Desenvolvido para citometria de fluxo intracelular (FC intra) para detectar uma glicoproteína de membrana lisossomal de 38–45 kDa envolvida na biogênese de lisossomos e na citotoxicidade de células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano LAMP1/CD107a
Observações/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3916
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-382 de LAMP1/CD107a humano (NP_005552.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11279
Peso Proteico	38kDa/45kDa
Envio	Bolsa de gelo