

Mab Coelho Anti-Humano Lamp2 Para If/Icc E Fc (Intra) - P13473

Número do item: CM0004520



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano LAMP2 conjugado com , validado para imunofluorescência (IF/ICC) e citometria de fluxo intracelular. Tem como alvo a proteína da membrana lisossomal LAMP2 (CD107b) para pesquisas sobre autofagia, biogênese de lisossomos e doenças de armazenamento lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano LAMP2
Observações/Alias	DND, LAMPB, CD107b, LAMP-2, LGP-96, LGP110
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3920
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-375 da LAMP2 humana (NP_002285.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13473
Peso Proteico	44kDa/45kDa
Envio	Bolsa de gelo