

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lamp2 Humano Para If/Icc E Fc Intracelular - P13473

Número do item: CM0011700



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra LAMP2 humano (CD107b). Validado para IF/ICC e citometria de fluxo intracelular. Reage com amostras humanas. Tem como alvo a glicoproteína de membrana 2 associada aos lisossomos, envolvida na autofagia e na função lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-LAMP2 Humano
Observações/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3920
GeneID	3920
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P13473
Peso da Proteína	44kDa/45kDa
Transporte	Bolsa de gelo