

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Lamp2 Para Citometria De Fluxo Intracelular - P13473

Número do item: CM0010713



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a LAMP2 humana, validado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para estudos de biogênese de lisossomos, autofagia e autofagia mediada por chaperonas. Reatividade de espécie: humana. SWISS: P13473.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-LAMP2 Humano
Observações/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3920
GeneID	3920
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-375 da LAMP2 humana (NP_002285.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P13473
Peso Proteico	44kDa/45kDa
Envio	Bolsa de gelo