

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Lifr/Cd118 Para Fc - P42702

Número do item: CM0010701



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra LIFR/CD118 humano, conjugado diretamente com ABflo 647 para citometria de fluxo (FC). Reconhece LIFR humano, um receptor de membrana celular de ~124 kDa envolvido na sinalização de citocinas. Adequado para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human LIFR/CD118 mAb
Observações/Alias	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3977
ID do Gene	3977
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P42702
Peso da Proteína	124kDa
Envio	Saco de gelo