

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano LILRA2/Cd85H Para IF/ICC, Fc - Q8N149

Número do item: CM0008881



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o LILRA2/CD85h (ILT1/LIR7) humano. Validado para IF/ICC e citometria de fluxo. Reage com humano. Ideal para pesquisa de imunidade inata e infecção microbiana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano LILRA2/CD85h
Observações/Apelido	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
Espécie	Humano
ID do Gene	11027 (Humano)
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8N149
Peso da Proteína	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
Envio	Saco de gelo