

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lilrb4/Cd85K/Ilt3 Humano Para Fc - Q8Nhj6

Número do item: CM0012707



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra LILRB4/CD85k/ILT3 humano (Q8NHJ6). Projetado para citometria de fluxo, tem como alvo um receptor imune inibitório envolvido na tolerância imunológica e na regulação de monócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-LILRB4/CD85k/ILT3 humano
Observações/Alias	B4, ILT3, LIR5, CD85K, ILT-3, LIR-5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	11006
GeneID	11006
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8NHJ6
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo