


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Megalin/Lrp2 Humana Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P98164

Número do item: CM0008838



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Megalin/LRP2 humana, conjugado com . Validado para citometria de fluxo intracelular para estudar este grande receptor endocítico no rim, placenta e cérebro. SWISS: P98164.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Megalin/LRP2 Humana
Observações/Apelido	LRP2; DBS; GP330; proteína 2 relacionada ao receptor de LDL
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4036
GeneID	4036
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 4446-4655 da Megalin/LRP2 humana (NP_004516.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intracelular)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P98164
Peso da Proteína	521 kDa
Transporte	Bolsa de gelo