


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Megalin/Lrp2 Humano Para If-P E Fc (Intra) - P98164

Número do item: CM0007774



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Megalin/LRP2 humano, conjugado com . Validado para imunofluorescência e citometria de fluxo intracelular. Apresenta reação cruzada com humano e camundongo. Ideal para estudos de receptores endocíticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Megalin/LRP2 Humano
Observações/Apelido	LRP2; DBS; GP330; proteína 2 relacionada ao receptor de LDL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4036
GeneID	4036
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 4446-4655 da Megalin/LRP2 humana (NP_004516.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P98164
Peso da Proteína	521 kDa
Envio	Bolsa de gelo