


Mab De Coelho Anti-Mertk Humano Para Fc - Q12866

Número do item: CM0008095



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-MERTK humano conjugado com validado para citometria de fluxo (FC). Reage com MERTK humano. Imunógeno de proteína recombinante. Ideal para pesquisa de apoptose, fagocitose e sinalização por quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-MERTK humano
Observações/Alias	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; quinase de proteína tirosina Mer
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10461
ID do Gene	10461
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-499 da MERTK humana (NP_006334.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q12866
Peso da Proteína	110kDa
Transporte	Saco de gelo