


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mertk Humano Para Fc - Q12866

Número do item: CM0004709



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a MERTK humano (Mer tirosina quinase) validado para citometria de fluxo. Adequado para estudar MERTK em eferocitose, câncer e regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-MERTK Humano mAb
Observações/Apelidos	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; tirosina proteína quinase Mer
Espécie	Humano
GeneID	10461
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-499 de MERTK humano (NP_006334.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q12866
Peso da Proteína	110kDa
Transporte	Bolsa de gelo