

## Mab Coelho Anti-Mica/Micb Humano - Q29983 / Q29980

Número do item: CM0004819



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra MICA/MICB humano, adequado para citometria de fluxo. Tem como alvo os ligandos NKG2D induzidos por estresse expressos em várias células epiteliais e tumorais, auxiliando estudos de vigilância imunológica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb coelho anti-MICA/MICB humano                                                                                          |
| Observações/Apelido | MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB                                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| ID do Gene          | 100507436/4277                                                                                                            |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-298 da MICB humana (NP_005922.2). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                    |
| Aplicação           | FC (Citometria de Fluxo)                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                    |
| SWISS               | Q29983/Q29980                                                                                                             |
| Peso da Proteína    | 4kDa/31kDa/37kDa/43kDa                                                                                                    |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                             |