

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Mica/Micb Para Citometria De Fluxo - Q29983 / Q29980

Número do item: CM0012053



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a MICA/MICB humano para citometria de fluxo. Reage especificamente com amostras humanas; ideal para detecção de células imunes e estudos de pesquisa sobre ligandos de estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano MICA/MICB
Observações/Alias	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	100507436/4277
GeneID	100507436/4277
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-298 de MICB humano (NP_005922.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q29983/Q29980
Peso da Proteína	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
Envio	Bolsa de gelo