


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Mmp9 Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P14780

Número do item: CM0004099



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra MMP9 humano para citometria de fluxo intracelular. Validado para amostras humanas, detecta a proteína gelatinase B de 78kDa envolvida na remodelação da matriz extracelular e migração de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano MMP9
Observações/Alias	MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; matrix metalloproteinase 9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4318
GeneID	4318
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-707 da MMP9 humana (NP_004985.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14780
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Bolsa de gelo