

Coelho Anti-Humano Mrc2 Mab - Q9Ubg0

Número do item: CM0011636



introdução

Coelho anti-Humano MRC2 mAb para aplicações de citometria de fluxo (FC). Reatividade cruzada humana. Ideal para pesquisa sobre endocitose e remodelação da matriz extracelular. Peso da proteína 167kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano MRC2 mAb
Observações/Apeliido	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9902
GeneID	9902
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-513 do MRC2 humano (NP_006030.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBG0
Peso da Proteína	167kDa
Envio	Saco de gelo