

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Mrc2 Para Citometria De Fluxo - Q9Ubg0

Número do item: CM0005736



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho conjugado com tem como alvo o MRC2 humano (CD280, ENDO180, UPARAP), um receptor de manose tipo C envolvido na internalização de colágeno e remodelação da matriz. Validado para aplicações de citometria de fluxo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano MRC2
Observações/Apelido	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9902
GeneID	9902
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-513 do MRC2 humano (NP_006030.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBG0
Peso Proteico	167kDa
Envio	Em saco de gelo