


Coelho Anti-Humano Nat10 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo Intracelular - Q9H0A0

Número do item: CM0010277



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o NAT10 humano para citometria de fluxo intracelular. O NAT10 é uma acetiltransferase de citidina de RNA que regula a estabilidade do mRNA, a tradução e o processamento de rRNA 18S, tornando este anticorpo ideal para estudos de função nucleolar e modificação de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano NAT10 mAb
Observações/Apelido	ALP; Kre33; NET43
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55226
ID do Gene	55226
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 750-1025 do NAT10 humano (Q9H0A0)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H0A0
Peso da Proteína	116 kDa
Envio	Saco de gelo