

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nectina-1/Cd111 Humana Para Fc - Q15223

Número do item: CM0009579



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado à Nectina-1/CD111 humana, uma molécula de adesão celular e receptor de entrada de herpesvírus. Validado para citometria de fluxo, facilitando pesquisas em neurodesenvolvimento e patogênese viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-Nectina-1/CD111 humana
Observações/alias	ED4; PRR; HlgR; HV15; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectina-1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	5818
ID do gene	5818
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-334 da Nectina-1/CD111 humana (NP_002846.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q15223
Peso da proteína	57 kDa/51 kDa/39 kDa
Envio	Bolsa de gelo