

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Nectin-1/Cd111 Para Fc - Q15223

Número do item: CM0005282



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra Nectin-1/CD111 humano para citometria de fluxo. Validado para amostras humanas, reconhece uma proteína de 57/51/39 kDa. Adequado para pesquisa em adesão celular, neurodesenvolvimento e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Nectin-1/CD111
Observações/Apelido	ED4; PRR; HlgR; HV15; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5818
GeneID	5818
Imunogênio	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-334 do Nectin-1/CD111 humano (NP_002846.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15223
Peso Proteico	57kDa/51kDa/39kDa
Envio	Em saco de gelo