

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Nectin-4 Para Fc - Q96Ny8

Número do item: CM0007741



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à Nectin-4 humana (PVRL4), validado para citometria de fluxo (FC). Adequado para pesquisa em adesão celular, carcinoma de mama e receptor do vírus do sarampo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Nectin-4
Observações/Apelido	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	81607
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-146 da Nectin-4 humana (NP_112178.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96NY8
Peso Proteico	24kDa/55kDa
Envio	Em saco de gelo