

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Nectin-4 Para Citometria De Fluxo - Q96Ny8

Número do item: CM0010567



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra Nectin-4 humana, validado para citometria de fluxo. Reage com amostras humanas, adequado para pesquisa oncológica e estudos do receptor do vírus do sarampo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Coelho anti-Humano Nectin-4 mAb                                                                                              |
| Observações/Apelido | LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4                                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                       |
| GeneID              | 81607                                                                                                                        |
| Imunogênio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-146 da Nectin-4 humana (NP_112178.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                       |
| Aplicação           | FC                                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                       |
| SWISS               | Q96NY8                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 24kDa/55kDa                                                                                                                  |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                 |