

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ng2 Humano Para Fc - Q6Uvk1

Número do item: CM0012632



introdução

mAb de coelho anti-NG2 humano para citometria de fluxo. Reconhece CSPG4/NG2 humano, um proteoglicano de 251 kDa envolvido na proliferação, migração e angiogênese celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-NG2 humano
Observações/Apelidos	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1464
ID do Gene	1464
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1583-2224 do NG2 humano (NP_001888.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6UVK1
Peso da Proteína	251 kDa
Envio	Bolsa de gelo